

PS-Smart 强力板式振荡混匀仪




小巧的体积，稳定的混匀，宽广的适用范围

PS-1强力板式振荡混匀仪专为各种板式样品混匀而设计，高达1800转/分钟的混匀频率是同类产品最高的混匀速度。可以混匀包括高板（深孔板）、PCR板及各种Eppendor管（1.5ml, 0.5ml, 0.2ml）。

PS-1强力板式振荡混匀仪采用了改进的二维混匀技术，保证了各孔混匀的一致性和均匀性，并有效防止样品溅射。



特别设计的夹心式微量离心管适配板，有效防止试管在孔内的转动。



防滑橡胶夹层

应用范围

- PCR 反应体系制备
- DNA、细菌、细胞培养沉淀重悬
- 酶反应体系预混
- 酶标ELISA
- 报告基因分析
- 各种试管的振荡混匀

适用耗材

工作板

- 96孔PCR板（带裙边、无裙边）
- 微孔板、酶标板
- 培养板
- 深孔板、高板



微量离心管（需要选配相应适配板）

- 0.2ml PCR 管、PCR 排管
- 0.5ml 离心管
- 1.5ml/2.0ml 离心管



产品参数

订货编号	0401270
直流无刷电机	40W
轨道振幅	3mm
速度调节	250 - 1800rpm, 增量为10rpm
定时器	1分钟 - 9小时59分钟, 增量为1分钟
间歇式振荡定时范围	1秒—9分59秒
点动功能	瞬时混合
适用板	微孔板, 酶标板, 培养板, 深孔板, PCR板
适用微量管	96×0.2ml/54×0.5ml/35×1.5ml; 特殊样品座可定做
电源	AC 220V, 50Hz
尺寸(长×宽×高)	240mm×200mm×130mm
重量	4.5Kg

北京鼎昊源科技有限公司

市场及经销商合作部：

北京市朝阳区慧忠北里406号奥友会馆2003室
邮编：100012
电话：010-85584421 010-85584156 18601371900
邮箱：sales@dhsbio.com

开发及生产部：

北京市昌平区宏富工业园10-2
邮编：102209
电话：010-81783356
邮箱：info@dhsbio.com