

MC 19


高速微量离心机

MC19 高速微量离心机可以同时离心24个1.5ml/2.0ml 离心管，最大相对离心力达到19000 × g，最高转速13900转/分。

无刷电机直接驱动；
微电脑控制；
静音运行；
体积小美观，节省实验室空间；
德国高等规PP转子及气密转子盖。

性能特点

- 标配气密性转子及转子盖
- 最大转速13900rpm,最大相对离心力19000 × g
- 高亮LED显示，弹性薄膜按键
- 独立的rpm转速/rcf离心力显示转换按键
- 独立的点动功能键
- 定时，调速，瞬时，连续离心功能
- 转头采用德国特制硬质低密度高等规PP，坚固耐用
- 转头密封盖采用防弹透明PC钢，永不更换
- 电子门锁，安全保护



技术参数

| | |
|--------|-----------------------|
| 电源 | 220V/50Hz 350W |
| 样品容量 | 24X1.5ml/2.0ml |
| 最大转速 | 13900rpm |
| 最大RCF | 19000g |
| 驱动系统 | 无炭刷免维护电机直接驱动 |
| 转速可调范围 | 300-13900rpm |
| 噪音水平 | <60dB(A) |
| 控制系统 | 微电脑控制 |
| 定时范围 | 1-99分钟，连续 |
| 最大温升 | <12℃ |
| 外形尺寸 | 260mm × 360mm × 240mm |
| 净重 | 12Kg |

订货信息

| 产品 | 货号 |
|-----------------------|---------|
| MC19 离心机主机 | 0401232 |
| 24 × 1.5ml角转子 (高强度PP) | 0403004 |
| 24孔转子密封盖 | 0403005 |
| 24孔转子盖密封圈 | 0403006 |

www.dhsbio.com

北京鼎昊源科技有限公司

市场及经销商合作部：

北京市朝阳区慧忠北里406号奥友会馆2003室
 邮编：100012
 电话：010-85584421 010-85584156 18601371900
 邮箱：sales@dhsbio.com

开发及生产部：

北京市昌平区宏富工业园10-2
 邮编：102209
 电话：010-81783356
 邮箱：info@dhsbio.com

DHS
 鼎昊源科技